



HR UPUTE ZA UPOTREBU SLO NAVODILA ZA UPORABO

Ako trebate bilo kakvu pomoć pri radu s ovim uređajem, obratite se timu korisničke službe /
Če potrebujete pomoć pri upravljanju te naprave, se obrnite na skupino za pomoć strankam
ToLife Technologies:

Marketing@tolife.com.au | p: +61 (8) 9350 5688

ISSUE DATE: 2022.12.02 VERSION: v7.2022.12

WWW.LICETEC.COM.AU

Sadržaj / Vsebina

1 Prije upotrebe češlja V-Comb A1 / Pred uporabo glavnika V-Comb A1	
Uvod / Uvod.....	str. 3
Važne sigurnosne informacije.....	str. 4
Pomembne varnostne informacije.....	str. 5
Pregled / Pregled.....	str. 6
Tehnički podaci / Tehnički podatki.....	str. 7
2 Početak rada / Začetak dela	str. 8
3 Postavljanje prihvatnog filtra V-Comb A1 / Postavitev sprejemnega filtra V-Comb A1	str. 8
4 Upotreba češlja V-Comb A1 / Uporaba glavnika V-Comb A1	str. 10
5 Punjenje češlja V-Comb A1 / Polnjenje glavnika V-Comb A1	str. 12
6 Održavanje češlja V-Comb A1 / Vzdrževanje glavnika V-Comb A1	str. 13
7 Trajanje tretmana / Trajanje tretmaja	str. 14
8 Sažetak važnih informacija o tretmanu / Povzetek pomembnih informacij o tretmaju	str. 14
9 Jamstvo proizvođača / Garancija izdelka	str. 15
10 Podaci za kontakt i dodatne napomene / Kontaktni podatki i dodatne opombe	str. 16

2

Uvod / Uvod

NAMJENA: uređaji Licetec V-Comb namijenjeni su korištenju kao tretman za uklanjanje ušiju i gnjida iz kose u jednokratne filtere za hvatanje koji se nalaze unutar jedinica. Proizvod se također može koristiti kao uređaj za detekciju ušiju. Dodaci Licetec V-Comb (filteri za hvatanje) namijenjeni su skupljanju i hvatanju izvađenih ušiju radi odlaganja.

NAMEN UPORABE: Naprave Licetec V-Comb su namijenjene uporabi kot sredstvo za odstranjivanje naglavnih uši in jajčec iz lasi v filtere za enkratno uporabo, ki so namešeni čim v enotah. Izdelek se lahko uporablja tudi kot naprava za odkrivanje naglavnih uši. Dodaki Licetec V-Comb (filteri za zajem) so namenjeni zbiranju in lovljenju izvađenih naglavnih uši za odstranitev.

U pakiranju se nalazi sljedeće: / V pakiranju se nahaja naslednje:
1x jedinica V-Comb (uključujući adapter) / 1x enota V-Comb (vkjučno z adapterjem)
1x USB kabel za punjenje / 1x kabel za polnjenje
4x jednokratna prihvatna filtra / 4x enkratnih sprejemnih filterov
1x kratki vodič / 1x kratak vodič
1x korisnički priručnik / 1x navodilo za uporabo
1x četkica za čišćenje / 1x čistilna krtača

ZNAČAJKE / LASTNOSTI

- Uklanjanje ušiju iz kose bez kemijskih sredstava / Odstranjivanje ušiju iz las bez uporabe kemičnih sredstev
- Punjiv uređaj na baterije / Polnilna naprava na baterije
- Otkriva i sprječava zarazu ušima / Otkriva in preprečuje okužbe glave in obraza
- Zaobljeni zupci od nehrđajućeg čelika s prilagodljivim nagibom češljanja / Zaobljeni zobci iz nerjavjećega čelika s nastavljivim nagibom česanja
- Jedinica filtra s LED osvjetljenjem / Filter enota z LED osvetlitvijo
- Jednokratni higijenski prihvatni filter za uši / Sprejemni higijenski filter za uši za enkratno uporabo
- Pruža trenutačno vidljiv rezultat / Zagotavlja takojšen viden rezultat

- ⚠ **UPOZORENJE!** Mali dijelovi mogu se udahnuti, progutati i predstavljati opasnost. Kabel zbog svoje duljine može predstavljati opasnost od davljenja ili gušenja.
- ⚠ **OPOZORILO!** Majhni deli se lahko vdihnejo, pogoltnejo in predstavljajo nevarnost.
- ⚠ Kabel zaradi svoje dolžine lahko predstavlja nevarnost davljenja ali zadušitve.

3

Važne sigurnosne informacije

PROČITAJTE CIJELE UPUTE PRIJE UPOTREBE ČEŠLJA V-COMB I SAČUVAJTE IH ZA BUDUĆU UPOTREBU

- Provjerite je li nazivna snaga struje ista kao i kod češlja V-Comb A1 te je li izvor električne energije u potpuno uporabnom stanju.
- Ako se napaja izvana, ova oprema mora biti spojena na adapter klase II ili opremu za napajanje od 5 V.
- Češljem V-Comb može rukovati većina odraslih osoba pod uvjetom da razumiju upute za uporabu.
- V-Comb je namijenjen za uporabu samo na vlašištu glave i može se upotrebljavati u zatvorenom i u otvorenom prostoru samo u suhim uvjetima.

- Prikladno za uporabu kod većine odraslih osoba i djece starije od 3 godine.
- Proizvod ne smiju upotrebljavati djeca ili osobe smanjenih tjelesnih, osjetilnih ili mentalnih sposobnosti niti osobe bez dovoljno iskustva ili znanja bez odgovarajućeg nadzora.
- Djeca se ne smiju igrati uređajem (čak ni pod nadzorom). Mali dijelovi mogu predstavljati opasnost od gušenja.
- Izbjegavajte kontakt s očima, ušima ili ustima.
- **NE UPOTREBLJAVAJTE NA IRITIRANO I LI OŠTEĆENO KOŽI.**
- Ne uranjajte središnji dio češlja V-Comb u vodu ili druge tekućine.
- **IZRČITO PREPORUČUJEMO DA PROIZVOD OČISTITE ODMAH NAKON SVAKE UPOTREBE.**
- Sprječite pad ili bilo koju drugu način udaranja proizvoda.
- Jamstvo se neće priznati za štetu nastalu uslijed nepradržavanja ovih uputa ili uslijed nepropisnog ili neodgovarajućeg rukovanja.
- V-Comb uređaj i pribor moraju se odložiti u skladu s lokalnim propisima za zbrinjavanje otpadne električne i elektroničke opreme.
- ⚠ Izmjene uređaja nisu dopuštene.
- ⚠ V-Comb nemojte pohranjivati na mjesto gdje ga je teško isključiti iz električne utičnice.
- V-Comb nemojte upotrebljavati ili pohranjivati na mjestu na kojem je izložen Sunčevoj svjetlosti, velikoj vrućini ili hladnoći, vodi, gdje ima dlacića, dlake kućnih ljubimaca, prašine i slično.
- ⚠ Nemojte modificirati uređaj bez ovlaštenja proizvođača!
- ⚠ Upozorenje! U slučaju modifikacije uređaja potrebno je provesti odgovarajuću provjeru i testiranje kako bi se osigurala daljnja sigurna upotreba.
- ⚠ Upozorenje! V-Comb A1 ne smije se servisirati niti održavati dok se koristi s pacijentom.
- Pacijent je predviđeni operater. Pacijent može koristiti i održavati uređaj i njegove dodatke u skladu s ovim priručnikom.
- Ako zaraze ušima potraju čak i nakon višestruke uporabe V-COMB A1, posavjetujte se sa svojim zdravstvenim radnikom.

4

Pomembne varnostne informacije

PREBERITE CELOTA NAVODILA PRED UPORABO GLAVNIKA V-COMB IN JIH SHRANITE ZA PRIHODNO UPORABO

- Preverite, ali je nazivna moć toka enaka kot tudi pri glavniku V-Comb ter ali je vir električne energije v popolnoma uporabnem stanju.
- Če ima to opremo zunanje napajanje, mora biti priključena na adapter razreda II ali 5V napajalno opremo.
- Glavnik V-Comb lahko uporablja večina odraslih oseb, pod pogojem, da razumejo navodila za uporabo.
- V-Comb je namenjen za uporabo samo na lasišču glave, v zaprtem prostoru in na prostem pa se lahko uporablja le v suhih razmerah.
- Primerno za uporabo pri večini odraslih oseb in otrok, starejših od 3 let.
- Izdelek ne smejo uporabljati otroci ali osebe z zmanjšanimi tjelesnimi, čutilni ali duševnimi sposobnostmi, niti osebe brez dovolj izkušenj ali znanj, ki so brez ustreznega nadzora.
- Otroci se ne smejo igrati z napravo (niti pod nadzorom). Majhni deli lahko predstavljajo nevarnost zadušitve.
- Izbogajte se stiku z očmi, ušesi ali usti.
- **NE UPORABLJAJTE NA RAZDRAŽENI ALI POŠKODOVANI KOŽI.**
- Ne potapljajte osrednjega dela glavnika V-Comb v vodo ali druge tekočine.
- Vse električne priključke ohranite čiste in suhe.
- **IZRECNO PRIPOROČAMO, DA IZDELEK OČISTITE TAKOJ PO VSAKI UPORABI.**
- Preprečite padec, ali kakršen koli drug način udaranja izdelka.
- Garancija ne bo priznana za škode, nastale zaradi neupoštevanja teh navodil ali zaradi nepravilnega ali neustreznega ravnanja.
- V-Comb napravo in pribor je treba odstraniti v skladu z lokalnimi predpisi za odstranjevanje odpadne električne in elektronske opreme.
- ⚠ S spremembe naprave niso dovoljene.
- V-Comb ne shranjujte na mestu, kjer ga je težko izklopiti iz električne utičnice.
- V-Comb ne uporabljajte ali hranite na mestu, na katerem je izpostavljen Sončni svetlobi, veliki vroćini ali mrazu, vodi, kjer so dlake hišnih ljubljencev, prah in podobno.
- ⚠ Ne modificirajte naprave brez dovoljenja proizvajalca!
- ⚠ Opozorilo! V primeru spremembe naprave je treba izvesti ustrezna preverjanja in preskuse, da se zagotovi nadaljnja varna uporaba.
- ⚠ Opozorilo! V-Comb A1 se ne sme servisirati niti vzdrževati, dokler se uporablja s pacientom.
- Pacient je predviđeni operater. Pacient lahko uporablja in vzdržuje napravo in njene dodatke v skladu s tem priručnikom.
- Če okužbe z ušmi ne izginejo tudi po večkratni uporabi V-COMB A1, se posvetujte s svojim zdravstvenim delavcem.

5

Pregled / Pregled



Pročitajte upute prije upotrebe češlja VComb i sačuvajte ih za buduću upotrebu. / Pred uporabo glavnika V-Comb preberite navodila in jih shranite za prihodno uporabo

Popis dijelova češlja V-Comb / Seznam delov glavnika V-Comb

1. Zaobljeni zupci od nehrđajućeg čelika / Zaobljeni zobci iz nerjavjećega jekla
2. Gumb za prilagodavanje nagiba češljanja / Gumb za namestitev nagiba
3. Glava za češljanje / Glava za česanje
4. Jedinica filtra s LED osvjetljenjem / Enota filtra z LED osvetlitvijo
5. Jednokratni prihvatni filter / Enkratni sprejemni filter
6. Tjeljo uređaja / Telo naprave
7. Prekidač za uključivanje/isključivanje / Stikalo za vklop/izklop
8. USB kabel za punjenje / USB kabel za polnjenje

- ⚠ **UPOZORENJE!** Upotrebljavati se smiju samo V-Comb prihvatni filteri.
- ⚠ **OPOZORILO!** Dovoljeno je uporabljati le V-Comb sprejemne filtere.



U skladu s australskim standardima / Ustreza avstralskim standardom



Sukladno s Direktivom EU-a o medicinskim uređajima / V skladu z direktivo EU o medicinskih napravah



Recikliranje električnih uređaja u skladu s WEEE direktivom / Recikliranje električnih naprav u skladu z WEEE direktivo



Ponovna upotreba prihvatnog filtra nije dopuštena / Ponovna uporaba sprejemnega filtra ni dovoljena



Zaštita od strujnog udara / Prenapetostna zaštita



Naznačenost potencijalnih opasnosti / Označavanje potencijalnih nevarnosti



Evropski ovlaštteni predstavnik / Evropski pooblašćeni zastopnik

6

Tehnički podaci / Tehnički podatki

Opis proizvoda: Vakuumski uređaj za uklanjanje ušiju iz kose na baterije / **Opis izdelka:** Vakuumska naprava za odstranjivanje ušiju iz las na baterije

Model proizvoda: TTA101 / **Model izdelka:** TTA101

Nazivni ulazni električni podaci: 3.7V Li-Ion battery / **Nazivni vhodni električni podatki:** 3.7V Li-Ion battery

Nazivni izlazni električni podaci: oprema za napajanje 1.5V 15A ili više / **Nazivni izhodni električni podatki:** napajalna oprema 5 V 1.5 A ali već

Zaštita od strujnog udara: Tip BF (nehrđajući čelik) / **Zaštita pred električnim udarom:** Tip BF (nerjavjeće jeklo)

Zaštita od prodora: IP22 (zaštićeno od prodora stranih predmeta veličine jednake ili veće od 12,5 mm i od kapljica vode kada je nagib kućišta najviše 15°) / **Zaštita pred vodom:** IP22 (zaštita pred vodom tujih teles z velikosti, ki je enaka ali veća od 12,5 mm i od kapljic vode, ko je nagib ohišja najveć 15°)

Elektromagnetska zaštita: Pogledajte odjeljak Sukladnost u priručniku na 16. stranici / **Elektromagnetska zaštita:** Gledajte oddelek Sukladnost v priručniku na 16. strani

Radna temperatura: 5°C do 40°C / **Delovna temperatura:** 5°C do 40°C

Vlažnost: RH 15% to 93% (bez kondenzacije) / ne zahtjeva parcijalni tlak vode ≥ 50hPa / **Vlažnost:** RH 15% to 93% (bez kondenzacije) / ne potrebuje delnega vodnega tlaka ≥ 50hPa

Razpon atmosferskog tlaka: 700hPa to 1060hPa / **Razpon atmosferskega tlaka:** 700hPa to 1060hPa

Temperatura skladištenja: -25°C to +5°C; +5°C to 35°C; >35°C to 70°C do razine tlaka vodene pare od 50hPa / **Temperatura skladišćenja:** -25°C do +5°C; +5°C do 35°C; >35°C do 70°C do ravnih tlaka vodne pare 50hPa

Vlažnost: RH 5% ≤ 93% (bez kondenzacije) / **Vlažnost:** RH 5% ≤ 93% (bez kondenzacije)

Težina: Približno 190 grama / **Teža:** Približno 190 gramov

Radni vijek uređaja V-Comb A1/pribora: Približno 5 godina (1000 sati), Približno 10 godina / **Življenjska doba naprave V-Comb A1/pribora:** Približno 5 let (1000 ur), Približno 10 let

Napomena: Ovak se proizvod treba odložiti u skladu s lokalnim i nacionalnim propisima za zbrinjavanje električnih i elektroničkih uređaja.

Opomba: Ta izdelek je treba odstraniti v skladu z lokalnimi in nacionalnimi predpisi za odstranjivanje električnih in elektronskih naprav.

7

Početak rada / Začetak dela



Pročitajte upute prije upotrebe češlja VComb i sačuvajte ih za buduću upotrebu. / Pred uporabo glavnika V-Comb preberite navodila in jih shranite za prihodno uporabo

1. Provjerite sadržaj pakiranja
2. Prije spajanja V-Comb A1 na izvor napajanja, provjerite je li strujna vrijednost izvora napajanja ista kao V-Comb A1. Prije upotrebe uređaja pričekajte 10 minuta nakon što ste ga izvadili iz pohrane.

Rješavanje problema / Odpravljanje težav

Ako motor ili LED indikator ne radi kada je jedinica uključena, provjerite je li uređaj potpuno napunjen i je li izvor napajanja u potpuno uporabnom stanju. Če motor ali LED-indikator ne delujeta, ko je enota vklopljena, preverite, ali je naprava popolnoma napeljena in ali je vir napajanja v popolnoma uporabnem stanju.

Napomena: Broj serije na pakiranju i uređaju odnosi se na razdoblje proizvodnje. Opomba: Številka serije na embalaži i napravi se nanasa na obdobje izdelave.

Batch No.: XXXX

X1 - dan u tjednu / dan v tednu

X2-3 - tjedan u godini / teden v letu

X4 - zadnja znamenka godine / zadnja številka v letu


Postavljanje prihvatnog filtra V-Comb A1 / Postavitev sprejemnega filtra V-Comb A1

1. Otvorite vrećicu prihvatnog filtra koji se nalazi u pakiranju. U vrećici se nalazi prihvatni filter i poklopac. Okrenite za otključavanje jedinice V-Comb A1 poravnavanjem strelice na glavi jedinice sa simbolom za otključavanje na glavnom tijelu.

⚠ Prihvatni filteri namijenjeni su za jednokratnu upotrebu. (Dostupni su zamjenski prihvatni filteri)

1. Odprite vrećko sprejemnega filtra, ki se nahaja v pakiranju. V vrećki se nahaja sprejemni filter in pokrov. Zasukajte, da odklenete enoto V-Comb A1, tako da puščico na glavi enote poravnate s simbolom za odklepanje na glavnem ohišju.


⚠ Sprejemni filteri so namenjeni za enkratno uporabo. (Na voljo so nadomestni sprejemni filteri).




8

Postavljanje prihratnog filtra V-Comb A1 / Postavitev sprejemnega filtra V-Comb A1

- Ubacite filter (okrogli otvor okrenut prema gore) in prozirni odjeljak tijela jedinice.
- Filter (okrogla luknja obrnjena navzgor) vstavite v prozoren predel ohišja enote.




- Pažljivo namjestite glavu češlja i pritom pazite da ne oštettite ili prignjetite prihvatni filter.
- Pažljivo postavite glavo glavnika in pri tem pazite, da ne poškodujete ali zdrobite sprejemnega filtra.



- Poravnajte streljice za navodjenje (istaknuto na slici) i zakrenite kako biste učvrstili glavu češlja na tijelu uređaja.
- Poravnajte puščiće za napeljevanje (poudarjeno na slici) in obrnite, da bi pritrđili glavu glavnika na telo naprave.


Sada je glava češlja blokirana u ispravnom položaju.
Zdaj je glava glavnika blokirana v pravilnem položaju.



9


Upotreba češlja V-Comb A1 / Uporaba glavnika V-Comb A1

- Za promjenu kosa češljanja, povucite prema dolje i držite plavi gumb iznad logotipa V-Comb A1 i podesite kut zubaca. Otpustite gumb kako biste ga učvrstili na mjestu. Postoje dva položaja za češljanje (ravan ili nagnuti) i položaj samo za odlaganje.
- Če želite spremeniti kot češanja, povlecite navzdol in držite modri gumb nad logotipom V-Comb A1 ter prilagodite kot zob. Spustite gumb, da ga pritrđite na svoje mesto. Na voljo sta dva položaja za češanje (pokončen in nagnjen) i položaj samo za shranjevanje.



ravan položaj / pokončen položaj / nagnuti položaj / nagnjen položaj / položaj za shranjivanje


- Kosa mora biti čista, počešnjana i suha. Kosu dobro iščetakajte kako biste uklonili čvoriće. Razdijelite kosu na male dijelove ne šire od širine zubaca ili deblje od 1 cm. Kosu koju ne tretirate pričvrstite uškosnicama. Uključite V-Comb da biste započeli tretman. Uvijek krenite od zatiljka češljanju dio po dio prema gore, a završite s tjemnom. Češalj se treba držati ravno prema gore.
- Lasje moraju biti čisti, počesani in suhi. Lasje dobro skraćajte, da bi odstranili vozle. Razdijelite lasje na male dijelove, ki niso širši od širine zoba ali debelejši od 1 cm. Lasje, ki jih ne tretirate, pritrđite z lasnimi iglami. Vključite V-Comb in začnite tretma. Vedno začnite od zatilja s češanjem posameznih delov proti gor, končajte pa s tjemnom. Glavnik je treba držati naravnost navzgor.




10

Upotreba češlja V-Comb A1 / Uporaba glavnika V-Comb A1

- Usredotočite se na samo mali dio kose koji nije širi od zubaca češlja. Svaki dio kose pročešnjajte od korijena do vrha, počevši što je bliže moguće vlasištu. Nježno prolazite zupcima duž vlasišta.
- Osredotočite se le na mali del las, ki ni širši kot zobje glavnika. Vsak del las počestite od korenin do vrha in začnite čim bliže lasišču. Z zobmi nežno čestite vzdolž lasišča



- Pročešnjajte svaki dio kose u različitim smjerovima (prema gore, dolje, lijevo i desno). Ponovite postupak na svakom dijelu nekoliko puta.
- Razčešite vsak del las v različnih smereh (navzgor, navzdol, levo in desno). Nekajkrat ponovite postopek na vsakem delu.



11

Punjenje češlja V-Comb A1 / Polnjenje glavnika V-Comb A1


- Kada je jedinica uključena, gumb za uključivanje će svijetliti s LED indikatorom u boji. Zeleno svjetlo označava da uređaj ima dovoljno snage baterije. Kada tipka svijetli crveno, to znači da uređaj treba napuniti i da će se uređaj automatski isključiti za 1 minutu.
1. Ko je enota vklopljena, na gumb za vklop zasvetli z barvnim LED indikatorjem. Zelena lučka pomeni, da je baterija naprave dovoljno napunjena. Ko gumb sveti rdeće, to pomeni, da je treba napravo napuniti in da se bo naprava samodejno izklopila čez 1 minutu.
2. Uzmite kabel za punjenje koji se nalazi u pakiranju i spojite USB-kompatibilni kabl na bilo koji kompatibilni USB adapter za napajanje (pogledajte dolje za detalje). Zatim uključite drugi kraj u priključak za punjenje na dnu jedinice. Provjerite prilozi li kabel kroz jednu od kontura u obliku slova V kako bi jedinica mogla pravilno stajati tijekom punjenja. Sigurno je rukovati uređajem dok je priključen.
2. Vzemite polnilni kabel, ki je vključen v embalaži, in povežite konec, združljiv z USB, na kateri kolaj združljiv napajalnik USB (za podrobnosti glejte spodaj). Nato priključite drugi konec v polnilna vrata na dnu enote. Prepričajte se, da gre kabel skozi enega od kontur v obliki črke V, da lahko enota med polnjenjem pravilno stoji. Napravo je varno uporabljati, ko je priključena.

Tijekom punjenja, tipka za napajanje će svijetliti plavom bojom koja će se automatski isključiti kada je uređaj potpuno napunjen.
Med polnjenjem na gumb za vklop svetli modro, ki se bo samodejno izklopilo, ko bo naprava popolnoma napunjena.

Koristite 5V 1.5A (ili veći) USB adapter za napajanje kako biste bili sigurni da uređaj radi ispravno i učinkovito. Za pravilno i učinkovito delovanje naprave uporabite napajalnik USB 5 V 1.5 A (ali več).

- OPREZ!** Uređaj se mora ponovno napuniti nakon što se potroši puna snaga kako bi se osiguralo da baterija održava optimalne performanse.
- POZOR!** Napravo je treba ponovno napuniti, ko se porabi polna moć, da zagotovite optimalno delovanje baterije.

Lithium-Ion Battery
Model No.: 102350
Rating: 3.7V = 1000mAh




12

Održavanje češlja V-Comb A1 / Vzdrževanje glavnika V-Comb A1

- Nakon tretmana, isključite V-Comb A1 (isključite utikač iz izvora napajanja ako je uključen). Odvojite glavu za češljanje od glavnog tijela okretanjem kako biste poravnali streljice prema ikoni za otključavanje. Lagano nagnite glavno tijelo iznad kante za smeće dok se zatvoreni filter za hvatanje automatski ne spusti. Po zdravljenju izklopite V-Comb A1 (izvlecite vtič iz vira napajanja, čje je vklopljen). Česalno glavo očistite od glavnega dela tako, da jo zavrtite, da poravnate vodilne puščice proti ikoni za otklepanje. Nežno nagnite glavno ohišje nad smetnjak, dokler se zaprti filter za zajem samodejno ne spusti.
- Isporučenom četkicom očistite uši i gnjide koje su se možda zaglavile između zubaca češlja. Napunite posodo ili umivaonik vrućom (ALI NE VRELOM) običnom vodom do razine od 10 cm i uronite samo glavu češlja. **NE NEMOJTE URANJATI TIJELO UREĐAJA V-COMB JER ČE TO OŠTETITI UREĐAJ.** Izvadite češalj iz vode i dobro ga posušite. Nemojte tresiti glavu češlja jer to može oštetiti ventili.
- S priloženo ščetkom očistite uši in gnjide, ki so se morda zagodile med zobni glavnika. Napolnite posodo ali umivalnik z vročo (IN NE KIPEČO) navadno vodo do nivoja 10 cm i potopite le glavo glavnika. **NE POTAPLJAJTE TELESNA NAPRAVE V-COMB. SAJ BO TO POŠKODOVALO NAPRAVO.** Odstranite glavnik iz vode in ga dobro posušite. Ne stresajte glave glavnika, saj to lahko poškoduje ventili.



Napomena: Za održavanje nisu potrebne kalibracije, ali se preporučuje redovito čišćenje uređaja prije i nakon svake uporabe.
Opomba: Za vzdrževanje niso potrebne kalibracije, priporočamo pa redno čišćenje naprave pred in po vsaki uporabi.



- NEMOJTE KORISTITI KIPUĆU VODU ZA ČIŠĆENJE V-COMB A1 JER ČE TO OŠTETITI JEDINICU.** Idealna temperatura vode je 60°C. Ne namočite dulje od 5 minuta. Provjerite jesu li zupci temeljito osušeni prije pohranjivanja.
- ZA ČIŠĆENJE V-COMB A1 NE UPORABLJAJTE VRELE VODE, KAJ BO POŠKODOVALA ENOTO.** Idealna temperatura vode je 60°C. Ne namakajte već kot 5 minut. Prepričajte se, da so zobje pred shranjevanjem temeljito posušeni.

13

Trajanje tretmana

Nastavite češljanje kosu V-Comb A1 svakodnevno tijekom 1-3 dana tijekom infestacije kako biste bili sigurni da su sve uši i jajčica eliminirani. Češljanje 7. dan kako biste eliminirali sva moguća propuštena jajčeca, tek izležene nimfe ili nove uši koje su eventualno poklupljene od drugih ljudi. Ako je epidemija u tijeku, česte provjere su neophodne kako bi se osiguralo da ne dođe do ponovne infekcije. Kako bi se sprječilo problem ponovne infestacije nakon toga, preporučuje se nastavak korištenja V-Comb A1 za provjeru usiju jednom tjedno.

Nadaljevi s češanjem las u V-Comb A1 vsak dan 1-3 dni med infestacijom, da zagotovite, da so vse uši in jajčeca odstranjeni. Sedmi dan prečestite, da odstranite sva morebitna zamujena jajčeca, na novo izležene nimfe ali nove naglavne uši, ki so jih morda pobrali od drugih ljudi. Če je izbruh v teku, so redni pregledi bistveni, da se zagotovi, da od ponovne okužbe ne pride. Za pomoč pri preprečevanju ponovne okužbe je priporočljivo, da enkrat tedensko še naprej uporabljate V-Comb A1 za preverjanje naglavnih usi.

Sažetak važnih informacija o tretmanu / Povzetek pomembnih informacija o tretmaju

- Kosa mora biti čista i bez čvorića.
- Razdijelite kosu na manje dijelove. Usredotočite se samo na jedan dio kose prije prelaska na drugi.
- Bolji rezultati postižu se na manjim dijelovima kose (neka ne budu širi od zubaca češlja).
- Počnite češljati od početka vlasišta na vratu prema vrhu glave.
- Svaki dio kose pročešnjajte u svim smjerovima nekoliko puta.
- Tijekom naježe usiju temeljito i redovito češajte kosu – ustrajnost je ključ uspjeha u borbi protiv usiju u kosi!

- Lasje moraju biti čisti in brez vozlov.
- Razdijelite lasje na manjše dele. Osredotočite se le na en del las preden nadaljujete na drugi del.
- Boljši rezultati se dosežejo na manjših delih las (naj ne bodo širši od zob glavnika).
- Začnite čestati od začetka lasišča na vratu proti vrhu glave.
- Vsak del las počestite nekajkrat v vseh smereh.
- Med invazijo usi temeljito in redno čestite lasje – vztrajnost je ključ uspeha v boju proti usēm v lasih!

14

Jamstvo proizvoda / Garancija izdelka

Proizvođač ulaže maksimalne napore kako bi njegovi proizvodi bili bez ikakvih nedostataka. Na u rijetkim slučajevima nedostataka zbog loše izrade ili materijala jamči se besplatnan popravak ili zamjena proizvoda ili njegovih dijelova. Jamstvo se daje samo izvornom kupcu i vrijedi dvije godine od datuma kupnje koji je naveo prodavni predstavnik. Jamstvo se ne primjenjuje ako je proizvod modificiran, popravila ili na druge načine izmijenili neovlaštena osoba ili se proizvod nije koristio u skladu s uputama proizvođača i/ili je bio korišten u druge svrhe za koje nije razumski namijenjen. Jamstvo se ne priznaje kod pojave uzrokovanih normalnim korištenjem (habanjem) dijelova od kojih je proizvod napravljen. Jamstvo se ne priznaje kod mehaničkih oštećenja i kod problema uzrokovanih utjecajem vanjskih čimbenika ili više sile (npr. sunce, visoke temperature, vlaga, vatra, itd.). Ovo jamstvo ni na koji način ne utječe na prava koja Vam zakonski pripadaju. Ako smatrate da je proizvod možda neispravan, kontaktirajte prodajno mjesto na kojem ste kupili proizvod kako biste dogovorili popravak ili zamjenu proizvoda, te tom prilikom predložite originalni dokaz o kupnji (račun). Datum kupnje treba biti jasno vidljiv na računu kako bismo mogli provjeriti kada je proizvod kupljen. Jamstvene usluge vezane uz ovo jamstvo pružit ćemo samo kupcima koji mogu predložiti originalni dokaz o kupnji. Imate pravo na zamjenu proizvoda ili povrat novca za veće nedostatke i nadoknadu za eventualne druge razumski predvidljive gubitke ili štetu. Također imate pravo na popravak ili zamjenu proizvoda ako proizvod nije zadovoljavajuće kvalitete, a nedostatak ne predstavlja veću nedostatak. Ovo jamstvo vrijedi samo u zemlji u kojoj je proizvod kupljen.

Proizvajalec vlagu maksimalne napore, da bi bili njegovi izdelki brez kakršnihkoli pomanjkljivosti. V redkih primerih pomanjkljivosti zaradi izdelave ali materiala pa se zagotavlja brezplačno popravilo ali zamenjava izdelka ali njegovih delov. Garancija se daje le izvornim kupcu in velja dve leti od datuma nakupa, ki ga je navedel prodajni predstavnik. Garancija ne velja, če je izdelek modificiran, popravljen ali na druge načine spremenjen sstr in nepooblaščen osebe, in/ali se izdelek ni uporabljal v skladu z navodili proizvajalca, in/ali je bil uporabljen za druge namene, za katere ni smiselno namenjen. Garancija ne velja za poškodbe nastale z normalno uporabo (obrabo) delov iz katerih je izdelek narejen. Garancija ne prizna amehanskih poškodb in težave povzročene vplivom zunanjih dejavnikov ali više sile (npr. sunce, visoke temperature, vlažnost, požar, itd.). Tagarancija na noben način ne vpliva na vaše ustavne pravice. Če menite da je izdelek morda pokvarjen, se obrnite na prodajno mesto kje ste izdelek kupili da dogovorite popravak ali zamenjavo izdelka in pri tem priložite dokazilo o nakupu (račun). Datum nakupa mora biti jasno viden na računu d ase lahko preveri kdaj je izdelek kupljen. Garancijske storitve, povezane s to garancijo bomo zagotovili le strankam, ki lahko priložijo izvino dokazilo nakupu. Upravičeni ste do zamenjave izdelka ali vračila kupnine za večje pomanjkljivosti in nadomestilo za kateri koli druge racionalne predvidljive izgube ali poškodbe. Prav tako imate tudi pravico do popravila ali zamenjave izdelka, če izdelek ni zadovoljivo kakovosti, terpomenjaj ne pomeni večjo pomanjkljivost. Ta garancija velja le v državi, kjer je izdelek kupljen.

Uvoznik i davatelj jamstva za proizvode robne marke V-Comb uvezene u Republiku Hrvatsku/Republiku Sloveniju:
Uvoznik in ponudnik garancije za izdelke blagovne znamke V-Comb uvezene v Republiku Hruvaško/Republiko Sloveniju:

Mikroedra d.o.o.
Radnička cesta 34a, 10 000 Zagreb
Tel: +385 1 48 22 132, fax: +385 1 48 22 133
info@mikroedra.hr, www.mikroedra.hr

15

Dodatne napomene / Dodatne opombe

Važno je da se V-Comb A1 sklopi iпусти u rad u skladu s ovjdie navedenim uputama te da se upotrebljava samo u isporučenoj konfiguraciji. Bežična komunikacijska oprema kao što su kućni mrežni uređaji, mobilni telefoni, bežični telefoni i njihove bazne stanice te voki-tokijii mogu utjecati na ovaj uređaj i moraju biti na određenoj udaljenosti od češlja V-Comb A1.
Pomenljivo je, da se V-Comb sestavi in počene v skladu s tužiži navedenimi navodili ter da se uporablja samo v ostavljeni konfiguraciji. Bežična komunikacijska oprema, kot so hišne omrežne naprave, mobilni telefoni, brezžični telefoni in njihove bazne postaje ter voki-tokijii lahko vplivajo na to napravo in morajo biti na določeni razdalji od glavnika V-Comb A1.

Tollite Technologies Pty Ltd
53 Bankers Road
Westpool 6106
Western Australia



ndi Europa GmbH
Langenhagen Str. 71
30855 Langenhagen
Germany

www.icctec.com.au

©2023 Tollite Technologies Pty Ltd. V-Comb® A1 is a patented and design registered product. V-Comb® is a registered trademark. Any unauthorised use without permission, such as distributing, copying, modifying, or reprinting, is not permitted.

16